


Liegen wie in weichem Sand!

- entspannend
- druckentlastend
- heilungsfördernd

NEUHEIT!



ISURO med DE

Die Anti-Dekubitus-Matratze

- einfache Handhabung
- bequemer Transport
- ohne Motorengeräusch
- ohne Wartungsarbeiten

ISURO med DE

OPED


OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Fon +49 (0)80 24/60 81 82-10
Fax +49 (0)80 24/60 81 82-99
mail@oped.de

OPED AG
Hinterbergstrasse 26
6330 Cham/Schweiz
Fon +41 (0)41/748 53 35
Fax +41 (0)41/748 53 40
contact@oped.ch



Die neue Anti-Dekubitus-Matratze

Ein neuartiges System mit einer Kombination aus einer speziellen Füllung und hochelastischem Stoff ermöglicht eine bewegliche Oberfläche, die den Körper ganzheitlich abbildet. Dies bewirkt ein Liegen ohne Druckspitzen.

Lagern ohne zusätzliche Hilfsmittel



Hohllagerung



30°-Lagerung

Aufgrund der extrem beweglichen Oberfläche der iSURO med DE lassen sich 30°-Lagerungen, Hohllagerungen und andere Lagerungen einfach umsetzen. Das Verwenden von Lagerungshilfen ist mit der iSURO med DE nicht mehr notwendig. Vor allem für Mikrolagerungen ist die iSURO med DE ideal.

Einsetzbar bei

- mittlerem bis hohem Dekubitus-Risiko nach Braden
- bereits bestehendem Dekubitus, Grad I, II und III nach EPUAP


Technische Daten

Länge: 200 cm
Breite: 90 cm
Höhe: 15 cm
Gewicht: 13 kg

Patientengewicht: iSURO med DE 30 bis 90 kg



Innenaufbau



Einfach im Transport



Die iSURO med DE ist für einfaches Tragen mit jeweils zwei Griffen im Seitenband ausgestattet. Um sie über weite Strecken zu transportieren, können Sie die iSURO einrollen und mit den beiden Klickverschlüssen fixieren. Sollten Sie die Schnallen nicht benötigen, können Sie diese in die dafür vorgesehenen Taschen stecken.

Preise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Bestellformular, für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Ihnen die iSURO med DE präsentieren zu können.